## I. Site Specimen Collection and Handling 醫院端檢體處理流程:

敘述採集檢體所使用的容器或採檢管步驟、處理方式、填寫檢體標籤及檢驗單的步驟。

- 1. 受試者抽檢前,護理師拿取每位受試者所需採集檢體 Kit,填寫正確資訊於標籤貼紙上,再將標籤貼紙貼到每個採檢管上。以下為檢體標籤貼紙與填寫方式:
  - 2.1. 姓名:受試者編號。2.2.日期:20YY/MM/DD。
- 2. 檢體採集流程 Sample Collection Procedure:護理師請依下列採集步驟處理檢體。

順	檢驗項目	採血管(真空)	檢體管	處理方式
序				
1	tTau Total-Tau、pTau Phospho-Tau、 Abeta42 β -Amyloid(1-42)	CSF專用管	G SF	2.5 mL 腦 脊 髓 液 , 應 使 用 REF63.614.625(Sarstedt) for AD biomarker 專用管。不可使用玻璃、聚苯乙烯(PS)或其他材質製成之採樣管採檢。  1. 不要使用最初的 2.0 ml 之 CSF 執行此項目分析。 2. 建議中午前採檢 3. 須採用"重力滴注法"採集 4. 送檢前不要做任何處置(包含 mixing, 倒置, 換管, 分裝, 離心, 冷凍等) 5. 不可使用溶血之檢體 6. 採集至少 2.5ml 以上檢體 檢體穩定性: 在 2-8°C下可保存 14 天 ; 在 20-25°C 下可保存 5 天;在-1525°C 下可保存 8 星期。可冷凍解凍一次。檢體不可放置-80°C。 檢體退件:血清血漿檢體;溶血檢體;檢體不足

## |採檢及檢體處理注意事項:|如檢體保存於<-15度,解凍後須室溫 roller mixer 30mins。

- 3. Requisition form 送檢單:護理師填寫送檢單所需所有資訊。UCL 收檢人員確認檢體數量後簽名。 填寫方式如下:
  - 3.1 送檢醫院:請填寫醫院名稱。
  - 3.2 受試者姓名:填入受試者姓名。
  - 3.3 出生年月日、性別、身分證字號、臨床失智評估量表〈CDR〉之分期:請個別填入所需資料
  - 3.4 採檢日期與時間: 20YY/MM/DD HH: MM(24 小時制)。
  - 3.5 檢驗項目:tTau Total-Tau、pTau Phospho-Tau、Abeta42 β-Amyloid(1-42)。
  - 3.6 報告方式: E-mail 自動傳送給台灣臨床失智症學會。
  - 醫師、個管師、受試者請正楷清晰填寫收件 E-mail。
  - 3.7 醫院聯絡人/電話: Site 端交付檢體之人員簽名及聯絡電話。
  - 3.8收檢員簽章:UCL收檢員確認檢體數量與送檢單相符後,簽名並填寫收檢日期與時間。

以下為UCL送檢單樣式:

## UCL 大安聯合醫事檢驗所台灣臨床失智症學會 Elecsys AD CSF ratios 檢驗

大安聯合收檢電話: (02)2704-9977、桃園聯合醫事檢驗所: 03-3333580 新竹聯合收檢電話: 03-5330188、台中聯合收檢電話: 04-23135120 嘉義靜平醫事檢驗所: 05-2169955、高雄聯合醫事檢驗所: 07-2693130 宜蘭收檢員: 0975-538-230 花蓮收檢員: 0930-400-191 台東收檢員: 0981101242

日					
日					
□ 2:中度 □ 3:重度					
序制)					
■Elecsys AD CSF ratios (聯合檢驗代碼 7395+7396+7397+7398+7399)。					
(2.5 mL 腦脊髓液,應使用 REF63.614.625(Sarstedt) for AD biomarker 専用管。不					
,不					
在 2-8°C 下可保存 14 天;在 20-25°C 下可保存 5 天;在-1525°C 下可保存 8 星期。 可冷凍解凍一次。檢體不可放置-80°C。送檢前請詳閱過手冊第三頁 2. 檢體採集流程。)					
程。)					
■E-mail 寄送 PDF 檔給台灣臨床失智症學會。					